

LB Agar Plate (Ampicillin)

版本号: M17B17v1.1

目录: RM30178

规格: 12 plates/box

产品组成:

LB Agar Plate (Ampicillin)	RM30178
----------------------------	---------

产品说明

LB Agar Plate (Ampicillin)为独立包装的即用型 LB 琼脂平板培养基, 含 100 µg/mL Ampicillin, 可用于含氨苄青霉素抗性基因细菌的克隆筛选。

通过配方的调整优化, 本产品拥有长达 6 个月的超长保质期, 从而有效避免由于抗生素失效而导致的实验失败或产品浪费。产品选用优质琼脂, 胶体不易失水, 在整个有效期内均能保持足够的湿润度, 同时胶体透明度更高, 更易辨识菌落。本产品平板规格为 9 cm, 每板含培养基 20 mL, 经伽马射线辐照灭菌, 即取即用。

保存和运输条件

4°C 保存 6 个月, 常温运输

使用说明

在超净工作台中拆开 LB Agar Plate (Ampicillin)包装袋, 取适量菌液均匀涂布于平板表面, 随后将平板倒置于合适温度的培养箱中进行培养。

注意事项

1. 请在超净工作台中使用, 开封后请尽快使用, 避免杂菌干扰。
2. 4°C 储存的平板出现冷凝水为正常现象, 不影响产品使用。
3. 本产品仅限科研使用。