


标签抗体TAG ANTIBODY

货号	产品名称	来源	应用
AE061	Affinity Gel-conjugated Mouse anti DDDDK-Tag mAb	Mouse	IP
AE063	DDDDK-Tag Rabbit mAb	Rabbit	WB,IHC,IF,IP
AE024	HRP-conjugated Mouse anti DDDDK-Tag mAb	Mouse	WB
AE037	Magnetic Beads-conjugated Mouse anti DDDDK-Tag mAb	Mouse	IP
AE005	Mouse anti DDDDK-Tag mAb	Mouse	WB,IHC,IF,IP
AE004	Rabbit anti DDDDK-Tag pAb	Rabbit	WB,IHC,IF,IP
AE064	Affinity Gel-conjugated Mouse anti GFP-Tag mAb	Mouse	IP
AE012	Mouse anti GFP-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE078	Rabbit anti GFP-Tag mAb	Rabbit	WB,IF
AE027	HRP-conjugated Mouse anti GST-Tag mAb	Mouse	WB
AE001	Mouse anti GST-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE006	Rabbit anti GST-Tag pAb	Rabbit	WB,IF,IP
AE002	Mouse anti mCherry-Tag mAb	Mouse	WB,IF
AE059	Affinity Gel-conjugated Mouse anti HA-Tag mAb	Mouse	IP
AE025	HRP-conjugated Mouse anti HA-Tag mAb	Mouse	WB
AE008	Mouse anti HA-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE039	Mouse anti HA-Tag mAb	Mouse	WB,ICC,IP,FC
AE065	Mouse anti HA-Tag mAb	Mouse	WB,IP
AE036	Rabbit anti HA-Tag pAb	Rabbit	WB,IF
AE028	HRP-conjugated Mouse anti His-Tag mAb	Mouse	WB
AE003	Mouse anti His-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE068	Rabbit anti His-Tag pAb	Rabbit	WB,IF
AE062	HRP-conjugated Mouse anti MBP-Tag	Mouse	WB
AE016	Mouse anti MBP-Tag mAb	Mouse	WB
AE060	Affinity Gel-conjugated Mouse anti Myc-Tag mAb	Mouse	IP
AE026	HRP-conjugated Mouse anti Myc-Tag mAb	Mouse	WB
AE010	Mouse anti Myc-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE070	Myc-Tag Rabbit mAb	Rabbit	WB,IF,IP
AE020	Mouse anti RFP-Tag mAb	Mouse	WB,IHC,IP
AE066	Mouse anti Strep II-Tag mAb	Mouse	WB
AE018	Mouse anti T7-Tag mAb	Mouse	WB
AE021	Mouse anti TAP-Tag mAb	Mouse	WB,IP
AE023	Mouse anti Trx-Tag mAb	Mouse	WB
AE017	Mouse anti V5-Tag mAb	Mouse	WB,IF,IP
AE073	Anti-mCherry (Nanobody) Agarose Beads	Alpaca	IP,Co-IP,ChIP
AE074	Anti-GFP (Nanobody) Agarose Beads	Alpaca	IP,CoIP,RIP,ChIP
AE079	Anti-GFP (Nanobody) Magnetic Beads	Alpaca	IP,CoIP,RIP,ChIP

备注：★标注的产品为纳米抗体产品；🔥标注的产品为热销产品。

AE079


Anti-GFP (Nanobody) Magnetic Beads



Immunoprecipitation analysis of 50ug extracts of Eukaryotic expression of GFP using 35ul Anti-GFP (Nanobody) Magnetic Beads antibody (AE079). Western blot was performed from the immunoprecipitate using Rabbit anti GFP-Tag mAb (AE078) at a dilution of 1:10000.

AE073

Anti-mCherry (Nanobody) Agarose Beads



Immunoprecipitation analysis of 300ug extracts of Eukaryotic expression of mCherry using 3ug Anti-mCherry (Nanobody) Agarose Beads antibody (AE073). Western blot was performed from the immunoprecipitate using Mouse anti mCherry-Tag antibody (AE002) at a dilution of 1:5000.



ABclonal^{Technology}

Leader in Biomolecular Solutions for Life Science



内参 · 二抗 · 标签 · 蛋白Marker
细胞器及亚细胞结构标志物

严选产品--您的专属细胞生物学研究工具

内参抗体 LOADING CONTROL ANTIBODY

全细胞/胞浆 Whole Cell/Cytoplasm

货号	产品名称	来源	反应种属
AC004	ACTB Mouse mAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat
AC026	ACTB Rabbit mAb	WB,IHC	Human,Mouse,Rat,Other(Wide Range)
AC038	ACTB Rabbit mAb	WB,IHC	Human,Mouse,Rat,Other(Wide Range)
AC009	Plant actin Mouse mAb	WB	Various,Plants
AC028	HRP-conjugated ACTB Rabbit mAb	WB	Human,Mouse,Rat,Other(Wide Range)
AC012	alpha Tubulin Mouse mAb	WB,IHC,IF,IP	Human,Mouse,Rat
AC039	alpha Tubulin Rabbit mAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat
AC033	GAPDH Mouse mAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat
AC021	β-Tubulin Mouse mAb	WB,IF	Human,Mouse,Rat,Other(Wide Range)
AC008	β-Tubulin Rabbit pAb	WB,IHC	Human,Mouse,Rat
AC015	β-tubulin Rabbit pAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat
A12289	β-Tubulin Rabbit mAb	WB,IF	Human,Mouse,Rat

全血/血浆/血清 Whole Blood/Plasma/Serum

货号	产品名称	来源	反应种属
A1363	Albumin Rabbit pAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat
A1448	TF Rabbit pAb	WB	Human,Mouse,Rat

细胞核 Nuclear Fraction

货号	产品名称	来源	反应种属
A2348	Histone H3 Rabbit pAb	WB,IHC,IF,ChIP	Human,Mouse,Rat
A19524	Lamin A/C Rabbit mAb	WB,IHC,IF,IP	Human,Mouse,Rat


线粒体 Mitochondrial Fraction

货号	产品名称	来源	反应种属
A11631	COX IV Rabbit mAb	WB,IHC	Human,Mouse,Rat
A19403	TOM20 Rabbit mAb	WB,IHC,IF,IP	Human,Mouse,Rat
A19707	VDAC1 Rabbit mAb	WB,IHC,IF	Human,Mouse,Rat

细胞器及亚细胞结构标志物

ANTIBODIES FOR ORGANELLE AND SUBCELLULAR STRUCTURE


细胞器及亚细胞结构标志物抗体是细胞生物学研究中的常用工具。通过免疫荧光 (IF) 标记技术可观察细胞器的形态结构, 了解蛋白的亚细胞定位和探究蛋白的生物学功能以及正常或疾病模型里细胞器蛋白的作用等方面具有重要作用; 也可以组合使用多种抗体以检测所研究目的蛋白的准确位置及其特异性。此外, 表征一种新的蛋白也需要知道它的定位, 使用一些已知定位的Marker作为参照是一种十分有用的策略; 同时, Marker抗体在细胞器分离提取物的蛋白印迹 (WB) 实验中也可作为阳性对照, 判断细胞器是否提取成功。



彩虹蛋白Marker

COLOR MIXED PROTEIN MARKER

蛋白Marker即蛋白分子量标准, 常用在WB (免疫印迹) 实验中, 用作蛋白大小的标准。只有Marker精确无误, 实验结果才更有说服力。此外, 蛋白Marker还能够提示电泳是否正常以及转膜是否成功。ABclonal根据市场需求, 推出高质量彩虹蛋白Marker (货号RM19001), 采用超纯、精度校准以及预染的三色蛋白作为标准, 可直接上样。每个标准蛋白浓度为0.1-0.4mg/mL, 条带颜色鲜亮清晰, 覆盖范围广, 可在PAGE、WB等蛋白实验中全程监测电泳进程、评估转膜效率、准确定位目的蛋白。



RM19001 ColorMixed Protein Marker

15% SDS-PAGE (Tris-Glycine buffer)
分离胶, 10条彩色蛋白条带, 25kD为
绿色条带, 75kD为红色条带, 其余8条
是蓝色条带。

对照IgG

IP CONTROL IGG

货号	产品名称	来源	应用
AC011	Mouse Control IgG	Mouse	IP
AC005	Rabbit Control IgG	Rabbit	IP
AC034	Rat Control IgG	Rat	—

二抗抗体

SECONDARY ANTIBODY

货号	产品名称	来源	应用
AS020	AMCA Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	ICC,FC
AS017	AP Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	Goat	WB
AS009	AP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	WB
AS013	Biotin Goat Anti-Rat IgG (H+L)	Goat	WB,IHC
AS008	Cy3 Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS007	Cy3 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS015	Cy3 Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)	Rabbit	IF,FC
AS032	FITC Donkey Anti-Goat IgG (H+L)	Donkey	IF,FC
AS042	FITC Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L)	Donkey	IF,FC
AS001	FITC Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS011	FITC Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS019	FITC Goat Anti-Rat IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS024	FITC Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)	Rabbit	IF,FC
AS080	Goat Anti-Mouse Anti-Rabbit IgG H(HRP polymer)	Goat	WB
AS071	Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	Goat	—
AS070	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)	Goat	—
AS031	HRP Donkey Anti-Goat IgG (H+L)	Donkey	WB,IHC
AS033	HRP Donkey Anti-Mouse IgG (H+L)	Donkey	WB,IHC
AS038	HRP Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L)	Donkey	WB,IHC
AS025	HRP Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L)	Goat	WB,IHC
AS002	HRP Goat Anti-Human IgG (H+L)	Goat	WB,IHC
AS003	HRP Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	Goat	ELISA,WB
AS066	HRP Goat Anti-Mouse IgG1	Goat	ELISA,WB
AS065	HRP Goat Anti-Mouse IgG2a	Goat	ELISA,WB
AS014	HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	ELISA,WB
AS028	HRP Goat Anti-Rat IgG (H+L)	Goat	WB,IHC
AS004	HRP Goat Anti-Swine IgG (H+L)	Goat	WB,IHC
AS006	HRP Rabbit Anti-Camel IgG (H+L)	Rabbit	WB,IHC
AS030	HRP Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L)	Rabbit	ELISA,WB,IHC
AS029	HRP Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)	Rabbit	WB,IHC
AS023	HRP Rabbit Anti-Sheep IgG (H+L)	Rabbit	WB,IHC
AS062	HRP-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG Light Chain	Goat	WB
AS079	HRP-conjugated AffiniPure Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L)	Mouse	WB
AS061	HRP-conjugated AffiniPure Mouse Anti-Rabbit IgG Light Chain	Mouse	WB
AS064	HRP-conjugated Goat Anti-Mouse IgG Heavy Chain	Goat	WB
AS063	HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG Heavy Chain	Goat	WB
AS040	Rhodamine (TRITC) Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	Goat	IF,FC
AS069	Rhodamine (TRITC)-conjugated Donkey Anti-Goat IgG(H+L)	Donkey	IF,FC
AS022	Rhodamine Goat Anti-Rat IgG (H+L)	Goat	IF,FC