

产品组分

组分名称	组分编号	规格-1	规格-2	规格-3
		100 μ L	1 mL	5 mL
dNTPs (25 mM each)	RM20100	100 μ L	1 mL	5 mL

产品说明

dNTPs 为四种脱氧核苷酸的混合物, 包含浓度均为 25 mM 的超纯 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP。本产品是用超纯水配制的 pH 7.5 钠盐, 均经过纯度检测及功能性质控实验, 适合于各种 PCR 相关反应。

产品应用

PCR/RT-PCR/cDNA 合成/DNA 测序/等温扩增/全基因组扩增/ DNA 聚合酶的应用/甲基化 DNA 分析

保存温度

-20°C

注意事项

使用时, 建议可以使用无菌蒸馏水、Milli-Q®水或无菌 TE Buffer(10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.5)稀释。

质量控制

HPLC 检测纯度大于 99%。